



Reagente TP



Kit de reagente calcificado e pronto para uso, para determinação manual ou automatizada do tempo de protrombina em plasma citratado, de acordo com o método QUICK.

Reagente Líquido / pronto para uso

Devidamente calcificado e tamponado, proporciona elevada estabilidade do reativo depois de aberto o frasco (desde que conservado entre 2° e 8° C). Diferente dos produtos liofilizados, não sofre interferência com perda do liofilizado ou erro na reconstituição, nem com o risco de contaminação do produto com água ou durante seu manuseio.

Alta sensibilidade

Na detecção dos transtornos do sistema extrínseco da coagulação que envolve os Fatores II, V, VII e X, tais como: controle da anticoagulação oral, diagnóstico de deficiências congênitas dos fatores da via extrínseca da coagulação, diagnóstico de doenças adquiridas dos fatores de coagulação e controle da atividade de síntese hepática.

Não sensível a Heparina

Os resultados não sofrem interferência em amostras de pacientes submetidos a terapia com heparina.

Embalagem para 100 testes

10 x 2,0 ml

CLOT produtos e equipamentos para coagulação

Tel.: (15) 3233-3800

E-mail: sac@clot.com.br

Site: www.clot.com.br

Representante: